

Clarity: pimple[®] クラリティ アレティ Clarity は Areti. のスキンケアブランドです。

! 本商品はほくろやイボ、後期の炎症には使用しないでください。
ブルーライトを直視しないでください。
本商品は発光だけではなく、発熱しますので、その分電池の消費量も多くなります。すぐに電源が切れる、発光しないなどの症状が出ましたら電池を交換してください。

- 2** ボタンで電源をオン
① ボタンを押すと、“ピッ”と音が鳴り、電源ランプ ● (黄緑色) が点灯した後に作動ランプ ● (青色) が点滅します。そのままスタンバイ状態になるまで約30秒待ちます。
- スタンバイ状態
所定温度の45℃に達し、スタンバイ状態になると作動ランプ ● (青色) の点滅スピードが上がリ、“ピビピッ”と音が鳴ります。

4 トリートメントを行う
ブルーライトが点灯した先端を炎症箇所によく当ててください。45℃の熱で毛穴が開き、深層部まで温めます。1回のトリートメント時間は2分30秒間に設定されていますがお肌状態に合わせてご自身で調節してください。熱さを感じた場合は、一旦お肌から離してまた当てるなど行ってください。トリートメント中は6秒ごとに“ピビッ”と音が鳴ります。
1回のトリートメントが終了するとスタンバイ状態に戻り、再度スタートボタンを押すとトリートメントを再開します。

トリートメント終了後
トリートメント終了後は① ボタンを押して“ピッ”と音が鳴ってから電源がオフになります。誤作動を防ぐため、トリートメント終了後15秒間ボタンを操作しないと“ピビピッ”と音が鳴り、自動で電源がオフとなります。

- 3** スタートボタンを押す
スタンバイ状態になったら② ボタンを押してください。作動ランプ ● (青色) が点滅から点灯に変わり、先端部から照射用のブルーライトを発してトリートメントを開始します。

- 1** 電池をセット
本体背面の電池カバーを開け、単3形乾電池をセットします。

